


# KEZDŐ LÉPÉSEK

1



2




Helyezze be.

3



Nyomja meg.

4



Várjon, amíg meg nem jelenik a Rescue Ready® (Újraélesztésre kész) zöld jelzőfény.

5



Újraélesztésre kész!



A Cardiac Science, a Shielded heart (pajzsos szív)  
logó és a Rescue Ready a Cardiac Science Corporation védjegyei.  
Copyright © 2012 Minden jog fenntartva.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Németország



70-00540-23 A

